

## **FICHE TECHNIQUE**

**Code article : CC1302X1**

**LIQUIDE LAVE VERRES**

### DESCRIPTION

#### **LIQUIDE LAVE VERRES BIDON DOSEUR 1 L**

Le liquide lave verre a été conçu pour le lavage de la verrerie en machine pour tous types d'eaux



### AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Pour tous types d'eaux
- Adapté pour les collectivités, industries, hôpitaux

### CARACTÉRISTIQUES

**pH** : 12.25

**Aspect** : Liquide

**Couleur** : Incolore

**Parfum** : /

**Contenance** : 1 L

**CONDITIONNEMENT** : Carton de 4 U – Palette de 384 U

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

## CONSEIL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### MODE D'EMPLOI :

Utiliser 25 à 40 ml de produit pour une cuve de 20 litres. Ajouter tous les 3 paniers une dose de 25 ml.

### STOCKAGE :

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid

### LÉGISLATION :

Contient parmi d'autres composants entre 15% et 30% d'EDTA (règlement CE N° 648/2004).

*Mis à jour le 31 mai 2021*

---

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>