

## **FICHE TECHNIQUE**

*Code article : CS2256TU*

### **TAPIS URINOIR SOUPLE ET DESODORISANTE PARFUM CITRUS**

L'écran urinoir NOVO V-SCREEN permet de maintenir un écoulement fluide du drain urinoir et élimine les mauvaises odeurs entre les nettoyages, tout en laissant une sensation de fraîcheur grâce à ses 2 parfums disponibles :  
Cool mint (menthe fraîche) et Citrus mango (mangue et notes d'agrumes).



### **AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION**

NOVO V-SCREEN se place sur le drain urinoir et, grâce à sa configuration, empêche le passage de débris ou résidus tels que les mégots de cigarettes et le papier.

La présence d'une substance capable d'éliminer les mauvaises odeurs permet de désodoriser dans l'urinoir.

Un parfum additionnel laisse une senteur fraîche jusqu'à 30 jours.

De plus, son design évite les éclaboussures

### **CARACTÉRISTIQUES**

- **Aspect** : Rigide transparent
- **Parfum** : Mangue et notes d'agrumes (photo non contractuelle)
- **Taille** : 178 x 178 mm
- **Matériau** : EVA

**CONDITIONNEMENT** : Carton de 12 U

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### MODE D'EMPLOI :

NOVO V-SCREEN est conditionné dans un sachet individuel avec un gant, pour une manipulation hygiénique. Ouvrir le sachet, sortir le gant et le mettre à la main qui sera utilisée pour la manipulation de NOVO V-SCREEN. Sortir NOVO V-SCREEN du sachet et le positionner au fond de l'urinoir, au-dessus du drain. Pour enlever aisément un NOVO V-SCREEN usagé, utiliser la poignée.

### PRECAUTIONS :

Ne pas manipuler à proximité d'une flamme.  
Manipuler avec le gant fournit  
L'utilisation de NOVO V-SCREEN ne dispense pas de respecter les règles d'hygiène en nettoyant régulièrement l'urinoir.

### STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec, bien aéré et à une température comprise entre -10°C et +45°C.  
Température de fonctionnement : -10°C à +35°C.  
Durée de conservation (sachet non ouvert) : 24 mois.

Mis à jour le 1 juillet 2021

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>